

NEOVISTA

I-PACS EX

薬事承認番号:21800BZX10168000



～「充実機能」を「簡単に」～

NEOVISTA I-PACS EXは、快速な診断環境を実現するサーバー&ビューワーシステムです。

画像は受信・保存時に自動分類。
「本日の検査」タブから選択すれば、
簡単操作で診断が開始できます。
導入したその日から即戦力です。
3クリック以内で画像表示が可能です。



ワンクリックで「比較読影モード」に。
同一患者様の直近検査画像をすぐに比較表示できます。




診断時に所見入力と画像貼付が可能な簡易レポート機能を標準搭載。
レポートはファイル保存やプリンタ出力ができます。



DICOM画像をPDIビューワ付きでメディアに書き込むことができ、
患者様への画像提供や、他院への紹介、検査依頼などに活用できます。
また、メディア読み込み機能で外部からの画像提供(DICOM、JPEG、
Bitmap)に対応できます。これからの画像連携に必須の機能です。

※PDI(Portable Data for Imaging):IHEのテクニカルフレームワークで
定められた『メディアを用いたデータの交換規約』のこと



・パン←→ズーム クイックチェンジ機能を搭載

先生の見たい箇所をそのまま拡大する機能を搭載しました。
マウス操作を最小限にして、操作性を向上。

